

高速分光エリプソメータ発売10周年記念 特別価格キャンペーン

2020年 2021年
11月20日 ~ 3月31日

高速分光エリプソメータ

UNECS-Portable 通常販売価格7,000,000円


4,980,000円 (税別)

【機器構成】

- ・測定本体/光源/コントローラ
- ・操作用ノートPC
- ・輸送/設置/操作説明含む

【仕様】

- ・膜厚範囲: 1nm-2 μ m (透明膜)
- ・解析機能: 膜厚、屈折率、消衰係数
- ・多層膜 : 最大6層
- ・測定波長: 530-750nm
- ・スポットサイズ : 1mm \times 3mm



- 酸化膜、窒化膜、有機膜など透明薄膜の膜厚を1nmから測定できます。
- 測定時間は最短20msと高速です。膜厚の評価時間を大幅に短縮できます。
- シンプルなソフトウェアで操作・解析が簡単です。

* キャンペーンの詳細は最寄りのアルバック営業窓口までお問合せ下さい。

* 予告なくキャンペーンを終了させて戴く場合がございますので、予めご了承下さい。

株式会社アルバック

規格品事業部 東日本営業部 045-533-0205
西日本営業部 06-6397-2286

<https://showcase.ulvac.co.jp>

お問い合わせ